

Комплект ИФА из 3х приборов



МИКРОПЛАНШЕТНЫЙ ФОТОМЕТР IMMUNOCHEM-2100, НТИ, США

Измерения одного 96-луночного
микропланшета за 5 секунд
8 позиций для светофильтров
100 методик и 10000 результатов в памяти
Сенсорный экран, встроенный термопринтер

ПРОМЫВАТЕЛЬ МИКРОПЛАНШЕТ IMMUNOCHEM-2600, НТИ, США

Промывка 96-луночных планшето
в или стрипов с плоским, круглым
или V-образным дном

8-канальная гребенка
(опционально 12-канальная)

50 программ автоматической промывки

Дозирование жидкости в диапазоне
50-2000 мкл



МИКРОПЛАНШЕТНЫЙ ТЕРМОШЕЙКЕР IMMUNOCHEM-2200, НТИ, США

Сочетание инкубатора и шейкера
в одном приборе
Регулировка температуры до 60 °C
Регулировка скорости в диапазоне
250-1200 об/мин
Таймер до 96 часов с шагом 1 мин

**ИБП
в подарок**

 **Интермедика**

Тел: +7 (727) 352-79-70/71
info@intermedica.kz
www.intermedica.kz

г. Алматы, пр. Раимбека, 348/4А

АКЦИЯ