

АКЦИЯ

TS-4000, НТИ, США

Полуавтоматический анализатор
свертываемости крови



Стартовый набор
реагентов,
дозатор, шарики
и кюветы
В ПОДАРОК



При покупке
коагулометра TS-4000
В ПОДАРОК
стартовый набор
реагентов, дозатор, шарики
и кюветы

Механический метод детекции
позволяет избежать влияния
липемичности и иктеричности
образцов на результат
исследования.

4 независимых встроенных таймера со звуковым сигналом по окончании реакции,
инкубационный блок позволяют оператору организовать процесс анализа проб наиболее удобным для себя образом.

Стартовая пипетка позволяет автоматически начать анализ и минимизировать вероятность ошибки оператора.

Открытая система реагентов

г. Алматы, пр. Раимбека, 348/4 А., БЦ "Аспара"
Тел/Факс: +7(727) 352-79-70, 352-79-71
e-mail: info@intermedica.kz
www.intermedica.kz

 **Интермедика**